

TruSystem® 7000 U14 OP-Tisch

Universal-OP-Tisch für freien Zugang zum Patienten



TruSystem® 7000 U14 Mobiler OP-Tisch.

Machen Sie Ihren OP-Saal flexibler

- Alle Vorteile des TruSystem® 7000 OP-Tisches jedoch mit verkürzter Rückenplatte für einen ungehinderten Zugang des Anästhesisten zum Patienten.
- Modularer Aufbau in Verbindung mit einem umfangreichen Angebot an Komponenten und Zubehör ermöglicht die Konfiguration für zahlreiche Anwendungen und bietet dem Chirurgen einen besseren Zugang zum Patienten, insbesondere während gynäkologischen, urologischen oder orthopädischen Eingriffen.
- Einfaches Konfigurieren mit verbessertem Koppelstellensystem.
- Strahlendurchlässige Komponenten aus Carbonfaser für die intraoperative Bildgebung.

Komponenten und Zubehör für unterschiedliche Anwendungen



Hervorragender Zugang während urologischer/ gynäkologischer Eingriffe mit Beinhaltern und großem URO Ausschnitt



Vereinfachte Patientenlagerung in der Gynäkologie und Urologie mittels vierteiliger Beinplatte



Fortschrittliche orthopädische und traumatologische Eingriffe unterstützt durch Extensionseinheit mit MIC Hüftaggregat



Universal-OP-Tisch für Eingriffe an der Wirbelsäule und in der Neurochirurgie dank modularem Aufbau und Zubehörportfolio

	TruSystem 7000 U14	
Material-Nr.	TruSystem 7000 U14 (MBW)*	2065385
	TruSystem 7000 U14 (MBW) V	2065386
	Polster TS7000 U14 B	2065417
	Polster TS7000 U14 URO B	2065670
Höhenverstellung	59 cm – 114 cm / ± 1 cm	
Trendelenburg/Antitrendelenburg	± 45°	
Kantung	± 30°	
Längsverschiebung	46 cm ± 1 cm	
Gelenk Beinplatte auf/ab	+ 90° / - 105°	
Gelenk Rückenplatte auf/ab	± 90°	
Maximale Belastung	450 kg	

*Motorisierte Basis mit W-LAN Schnittstelle

Nicht alle Produkte bzw. Varianten sind in sämtlichen Ländern erhältlich. Für weitere Informationen zu unseren Produkten oder Dienstleistungen, wenden Sie sich bitte an unseren lokalen Trumpf Medical Ansprechpartner oder besuchen Sie unsere Webseite:

www.trumpfmedical.com

Trumpf Medical behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung Änderungen in Design, Spezifikationen und Modellen vorzunehmen. Alle Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information. Für die Korrektheit und Vollständigkeit der Inhalte wird keine Haftung übernommen. Desgleichen beinhaltet der Flyer keine Beschaffungsgarantien für Produkte. ©2015 TRUMPF Medizin Systeme GmbH + Co. KG, Alle Rechte vorbehalten.

TRUMPF Medizin Systeme GmbH + Co. KG
Carl-Zeiss-Straße 7-9 · 07318 Saalfeld · Telefon +49 (0) 3671 586-0 · E-Mail info@trumpfmedical.com

Flyer ID: 2065953, 22-SEPT-2016